

【物理療法機器】			
機器種別	能動型自動間歇牽引装置(腰椎)		
製品名称	スポーツトラックST-2L		腰仙部のヘルニア 腰部の椎間板変性 腰部の変形性脊椎症 急性腰痛症(ぎっくり腰) 椎間板ヘルニア 腰部脊柱管狭窄症
説明	椅子に座った姿勢のまま腰椎牽引治療が出来、身長が低い方も乗り降りが容易に行えます。		
機器種別	能動型自動間歇牽引装置(頸椎)		
製品名称	トラックタイザーTC-30D		頸椎椎間板ヘルニア 頸椎椎間板変性 頸椎の変形性脊椎症 頸椎後縦靭帯骨化症 外傷性頸部症候群 頸肩腕症候群
説明	スローストップ&スタート機構やリズムカルモードを採用し、これまで以上にやさしい牽引器となっています。		
機器種別	低周波治療器(SSP)		
製品名称	グラナス		筋筋性疼痛 肩こり 腰痛
説明	SSP療法とは、「SSP電極を”ツボ”に置き、低周波通電を行うツボ表面刺激法」のことをいいます。 ”SSP”(=Silver Spike Point)と呼ばれる特殊な金属電極を用いた経皮的ツボ電気刺激(TEAS)です。 SSP療法は、中脳の針麻酔をベースに「刺激ない針治療」という発想から開発された治療法です。ツボ刺激の効果も研究者の間で広く知られ、安全な痛みの治療法として臨床応用されてきました。		
機器種別	低周波治療器(干渉波)		
製品名称	ポリスカイネPO-02		肩こり 背骨痛 腰痛 膝痛 腱鞘炎 筋疲労 むくみ 筋麻痺 ストレス
説明	ポリスカイネが生み出すスーパータイダル波は皮膚バリアを突破する際の痛みと不快感を抑えて、エネルギーを効率よく体内に送り届けます。そして、幅広い周波数を組み合わせることで刺激することによって、多様な筋に強い収縮を引き起こします。 痛みや炎症の改善、筋萎縮の予防効果があります。		
機器種別	赤外線治療器		
製品名称	スーパーライザーPX		捻挫、骨折、腱鞘炎 靭帯損傷などによる疼痛 関節炎、リウマチ、筋肉痛 腰痛、頸肩腕症候群 肩関節周囲炎
説明	「スーパーライザー」は、光の中で最も生体深達性の高い波長帯の近赤外線(0.6μm~1.6μm)を高出力でスポット状に照射できる光線治療器で、障害のあるところの血行を改善し症状を緩和してくれます。また、神経に直接作用してストレスなどで緊張している神経を平常な状態に戻すことにより、多くの病気に治療効果を発揮します。幅広い波長帯を有する複合波長であるため、深い患部まで確実に到達し、心地よい温感とともに複数の波長帯に係る生体効果が期待できます。		
機器種別	マイクロ波治療器		
製品名称	マイクロタイザーMT-3D		疼痛(変形性関節症、慢性腰痛、筋筋性疼痛など) 知覚異常(筋緊張亢進に伴うこわばり感、神経炎に伴う不快感など) 徒手療法や運動療法の前処置(温熱療法による疼痛閾値の向上、軟部組織の柔軟性改善) 筋緊張亢進(中核性疾患に伴う慢性・筋スパズムなど)
説明	マイクロ波は、超短波と似た作用ですが、超短波より100倍くらい周波数が高く(2,450MHz)なっています。 波長が短く、体表に近い部分の加温に適しており、膝や肘の治療によく使われます。		
機器種別	超音波治療器		
製品名称	イー US-750		筋疾患(肉離れ、打撲、肩こり、腰痛、筋スパズムなど) 関節疾患(関節周囲炎、慢性関節炎、捻挫、関節拘縮など)
説明	超音波が生体組織に吸収される際に生じるジュール熱で、温熱作用を発生させ、超音波が到達している範囲を立体的に温めます。1秒間に数百万回の高速度マイクロマッサージ作用があり、手技によるマッサージの数倍の圧力を深部に直接与えることができます。 スポーツ障害で多くみられる打撲や捻挫などの急性疾患の治療にも効果的です。		
機器種別	低周波治療器・干渉波型低周波治療器組合せ理学療法機器		
製品名称	総合刺激装置 ES-530		腰痛、ぎっくり腰、坐骨神経炎、ヘルニア、肩関節周囲炎、手足のしびれ、腱断裂、肉離れ、アスチ、野球肘、膝痛、捻挫、成長痛、ジャンパー膝、シンスプリント、ばね指、腱鞘炎、骨折の後遺
説明	3つの中周波の干渉で立体的な治療を可能にした立体動態モード、マイクロカレント治療が立体的に行える3D MENSモードなど、9種類の電気刺激モードを搭載し、目的・症状に合わせて、モードと導子を使い分けることにより、多彩で効果的な最新治療がこの1台で行えます。		
機器種別	ベッド型ウォーターマッサージ器		
製品名称	アクアタイザー QZ-240SG		ストレス性疾患、肩こり、腰の痛み、不眠、便秘
説明	ウォーターベッド特有の心地よい浮揚感に包まれながら、マット内の水の噴流が生み出す独自のマッサージを行うことで、肩こり、腰痛などの慢性疾患や、疲労回復やリラクゼーション効果があります。 4層のノズルがマッサージ部位やバージョンによってノズルの数を切り替えることでパルスに富んだマッサージを提供し、足部エアバッグが足の開きを防止し、適した脚位置を保持することで、噴流がふくらみから太ももを的確に刺激します。 「さする」「こねる」「もむ」「おす」「たたく」「なでる」「のぼす」の7種類のマッサージパターンを採用。ノズルの移動スピードを調節する「可変速/スリ制動機能」により、きめ細かなマッサージを再現し、リラクゼーションからダイナミックな刺激まで、幅広いマッサージが可能です。		

機器種別	ホットパック装置		<p>打撲、捻挫、変形性関節症、腰痛症、肩関節周囲炎、腱鞘炎、各種神経痛など</p>
製品名称	ハイドライザー		
説明	装置内の約80℃の温水で加熱したパックを患部に当てることで、心地よい温熱治療を行うことができます。血流を増加させ、痛みを和らげます。		
機器種別	上肢向け温浴療法装置		<p>拘縮、上肢の骨折後</p>
製品名称	バイサタイザー		
説明	患部を温水で加熱し、噴流ノズルから出る無数の気泡で刺激することで、温熱作用とマッサージ作用の働きで血流を良くし、代謝を改善します。		
機器種別	リラクゼーションアロマLED酸素カプセル		<p>ストレス、神経痛、肩こり、筋肉痛、腰痛</p>
製品名称	アルファLEDライトスバ		
説明	アルファLEDライトスバは、服を着たままそのままで、視覚・嗅覚・触覚・聴覚などに深いリラクゼーション効果を得られます。全身の代謝が促され血流が改善されるので、筋緊張の緩和、疲労物質の代謝促進、各種の痛みの緩和につながります。 LEDによる全身ライトセラピー（光）：全身にLEDの光を浴びることで心身のストレスを緩和します。さらに4種類の波長の異なる光が身体の代謝反応を高めます。 バイブレーション（振動）：1/1ゆらぎの心地よい振動の波が筋肉をほぐし、血行の流れを促します。 アロマセラピー（芳香）：芳しい天然の香りの全身浴は心身に作用しアロマのエッセンスを浸透させます。 ミュージックセラピー（音楽）：潮騒や草原の風など自然なサウンドが疲れた心身を癒します。 サーモセラピー（温熱）：頭寒足熱の理想環境は、身体の深部まで穏やかに温め、新陳代謝を高めます。 オキシセラピー（高濃度酸素）：高濃度の酸素吸入は気力体力を向上すると共に慢性的な疲れや老化を予防します。		

【運動療法機器】

機器種別	運動器向上トレーニングマシン（下肢筋）		<p>強化される筋肉 ・大腿四頭筋 ・大殿筋 ・ハムストリングス ・下腿三頭筋</p>
製品名称	ウェイトニック レッグプレスWT-010		
説明	下肢筋全般の筋肉を強化し、立ち上がる、座る、しゃがむ、歩く等の動作、日常生活に必要な筋力を強化します。足を固定しシートが可動する構造により、実際の動作により近い運動が行えます。		
機器種別	下肢運動機器		
製品名称	四頭筋運動器K2620M		
説明	下肢の伸展運動による大腿四頭筋の筋力増大に有効な運動が行えます。膝の曲げ伸ばしをすることによって、歩幅を改善し、階段の上り下りもスムーズになります。		
機器種別	エアロバイク		
製品名称	POWERMAX V3		
説明	立ち上がりやしゃがみ動作などの日常生活に必要な大腿部の筋力を有酸素運動でトレーニングできます。心筋機能の向上と下肢の機能改善が図れ、負荷レベルを適切に設定することで高齢者からアスリートのかたまでご利用いただけます。 また、高負荷、高回転のハートトレーニングも可能で、個人の強化目標に合わせたプログラムのカスタマイズや、アスリートのかたは競技種目に合わせた各種トレーニングが可能です。		
機器種別	エアロバイクリカレントタイプ		
製品名称	エルゴサイザー EC-3500		
説明	一般的なエアロバイクと違い、背もたれにもたれかかった姿勢で運動が行えるため、背中や腰に問題が生じにくく、安全に集中してトレーニングが出来ます。		